

SILICONE MASTER

Atualizado 10/09/07

Revisado 27/10/09

Este produto foi desenvolvido para o profissional obter o máximo de precisão em suas duplicações. Esta fidelidade permite que o técnico desenvolva trabalhos estéticos (Refratários Cerâmicos e In Ceran) e duplique modelos para a confecção de PPR (Prótese Parcial Removível) obtendo, em especial, a fidelidade dos trabalhos com encaixe e coroas fresadas.

INSTRUÇÕES DE PREPARO

ATENÇÃO: MESMO SEM UTILIZAÇÃO, RECOMENDA-SE O MANUSEIO DA EMBALAGEM UMA VEZ NA SEMANA.

Antes de cada utilização faça movimentos circulares com a embalagem por aproximadamente 1 minuto.

Certifique-se que a superfície de aplicação esteja livre de poeira ou resíduos que possam prejudicar a duplicação. Para evitar que o silicone grude no modelo, recomenda-se que o mesmo seja umedecido antes de ser duplicado.

Coloque o Silicone Master e o catalisador em um recipiente plástico. Faça uma mistura inicial, em seguida, espatule por 50 segundos. Derrame o silicone no recipiente a ser duplicado e após sua presa retire a matriz do local. Antes de vaziar o revestimento aguarde 20 minutos para a estabilização do silicone. Recomenda-se utilizar antibolha para eliminar a tensão superficial do material. Deixe agir por 1 minuto, retirando o excesso em água corrente.

Utilize corretamente a quantidade de catalisador indicada para que o tempo de presa não prejudique a duplicação do trabalho.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Consistência até 100ml *20ml de silicone para*

1,5ml de catalisador

.....
Consistência acima de 100ml *20ml de silicone para*

1,0ml de catalisador

Tempo de Trabalho

3-4 minutos

Tempo de Presa

40-60 minutos

Contração

< 0,2% (após 7 dias)

Precauções: Após a utilização do produto, mantenha a embalagem sempre bem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Evite contato com a pele e os olhos usando máscara, luvas e óculos de segurança. Utilize e armazene o produto em locais frescos, arejados e longe de fontes de calor e ignição. No caso de ingestão, não provoque vômito, procure lugar fresco/arejado e imediatamente um médico.

Químico Resp.: Roseli Nakaoshi CRQ 4ª Região Nº 004300065.

VALIDADE DO PRODUTO: 12 meses após a data de fabricação.