

AMERICAN BURRS

LINHA
LABORATORIAL

—



LAB

CATÁLOGO



A American Burrs é uma indústria, importadora e exportadora de produtos odontológicos – clínicos e laboratoriais. Uma qualidade superior, um estilo único, um caráter exclusivo... razões não faltam para adquirir um produto American Burrs. Todavia, estes três argumentos sozinhos não explicam o sucesso crescente da marca. Ao início de qualquer projeto, existe uma qualidade inata que cada humano possui e pode transcender o sentido do possível, também conhecido como a mistura entre sonho, loucura e entusiasmo.

Uma vez que o processo de criação se inicia, devemos a cada novo passo rever as aquisições de conhecimento, questionar novamente as certezas, e imaginar novos caminhos e pontos de vista para lidar com as coisas. A American Burrs tem a sorte de ser uma empresa de voltada às pessoas – o que nos permite estar bem próximos dos nossos clientes e mostrar uma grande flexibilidade em nossas decisões cotidianas, ou outras escolhas a curto e médio prazo. Enfim, o que é hoje nosso maior sucesso – e o que é da maior importância para nós –, são nossos numerosos clientes, sempre satisfeitos e entusiasmados! Mas não somente os nossos clientes são importantes, mas os futuros profissionais de nossa área também recebem uma atenção exclusiva e especial.

O estudo da prótese dentária é uma poderosa integração de ciência, tecnologia, experiência e experimento que permite aos TPD's trazer de volta os sorrisos humanos em qualquer lugar do mundo. No seu melhor, é uma busca para melhorar a condição humana. Estudar e ser técnico em prótese dentária é preparar-se para desempenhar um papel de liderança nessa busca. Nossos produtos são comercializados por mais de 500 distribuidores, garantindo uma distribuição em todo o Brasil, sendo acessível para todo e qualquer cliente que queira ter uma experiência American Burrs.



Não fabricamos produtos,
fabricamos American Burrs!



RAMIRO LOPES
CEO



SUMÁRIO



04

FRESAS DE TUNGSTÊNIO



07

DURATURBO
PEDRAS DIAMANTADAS PM



09

DURAPOL
POLIDORES DIAMANTADOS PM



11

ULTRA-CERAPOL
POLIDORES DE CERÂMICA PM



13

ULTRA-TECHNIQUE
POLIDORES DE RESINA ACRÍLICA PM



15

PRECISION
PONTAS DIAMANTADAS PM



17

DURAFLEX
DISCOS DIAMANTADOS PM



19

ULTRA-METAL
POLIDORES DE METAL PM

DISCOS DE CARBURUNDUM



20

ESCOVAS DE POLIMENTO PM



21

KIT UNIVERSAL

BROQUEIRO LABORATORIAL

DISPONÍVEL EM:



BLISTER
1 UNIDADE

FRESAS DE

Tungstênio

A geometria das lâminas e o desenho das fresas asseguram desgaste ideal, acabamento de alto nível, grande durabilidade e ótima capacidade de corte ao preparar gesso, acrílico, metais preciosos, titânio ou cerâmica.



“

As brocas American Burrs me surpreenderam positivamente. Principalmente a Maxicut, ela tem um poder de corte fantástico. Pode ser usada nas bases resilientes. Seu corte no sentido horizontal, evita que nos grandes volumes de resina a serem desgastados ele impregne na broca. ”

TPD ANGELO ROSSETT JUNIOR



Técnico em Prótese Dentária SENAC SP 1992, Especialização em Prótese Total UNIFAES SP, Especialização Prótese sobre Implantes SENAC SP, Integrante da equipe de professores que ministrarão curso de especialização sobre implantes SENAC SP, Ministrador de cursos no Brasil, Paraguai e Colômbia. Especialista em montagem, escultura de vestibular, acrilização, acabamento e polimento em Prótese Total.


PARA SABER MAIS:



Material de liga dura capaz de realizar cortes em diversos materiais.


- ▶ **Fresas Maxicut:** Indicada para corte e desgaste extra grosso e grosso. Possui distância maior entre as lâminas, logo o corte é mais agressivo (**Cruzado Médio; Cruzado Grosso e Cruzado Extragrosso**).
- ▶ **Fresas Minicut:** Responsável pela preparação de superfícies e usinagem, suavização e nivelamento de materiais. Fresas Minicut não são indicadas para corte, utilizar para esse fim pode diminuir a vida útil do seu material. A distância entre as lâminas é bem menor, logo pode ser utilizada para obter lisura. (**Espiral Super Fino; Liso Fino e Cruzado Extrafino**).

MAXICUT



▶ CRUZADO MÉDIO

Corte primário em ligas não preciosas e resina acrílica.
Redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície.




▶ CRUZADO GROSSO


Desgaste rápido e eficiente em resinas,
moldeiras individuais e gesso.



▶ CRUZADO EXTRA GROSSO



Corte grosso de gesso seco.






▶ ESPIRAL SUPER FINO

Alisa a superfície e permite um trabalho com precisão sobre qualquer tipo de material.




▶ LISO FINO

Corte em todos os tipos de materiais, especialmente em resina acrílica, reduzindo o tempo de acabamento.



▶ CRUZADO EXTRAFINO


Acabamento fino em ouro, ligas metálicas e todos os tipos de resinas e compósitos. Ideal para cerâmica, pois o corte extrafino evita fraturas superficiais.



Parte ativa em
carboneto
de tungstênio

Haste em aço inox

Torça de identificação



PEDRAS DIAMANTADAS PM

10.000 A 15.000 RPM

DISPONÍVEL EM:

DISPLAY
1 UNIDADE


Duraturbo

As pedras diamantadas Duraturbo PM são indicadas para desgaste em cerâmica, zircônia, Dissilicato de Lítio (LiSi2).

Grande poder de abrasão devido a sua alta compactação de diamantes na peça.

Permite trabalho seguro nas bordas das peças, sem risco de fraturas.

Ideais para criar microtexturas deixando a superfície pronta para a fase de polimento.



Não aquece

Não trepida

Não necessita
refrigeração



PARA SABER MAIS:





Diamante do início ao fim.

Partículas de diamante inferiores a 100 nanômetros. Maior concentração de diamantes no mesmo espaço, gerando maior durabilidade. Resultados idênticos do início ao fim da pedra, sem perder suas propriedades durante o tempo.



Maior durabilidade

Devido ao formato do diamante, o mesmo apresenta uma superfície de maior adesão, fixando-se de forma mais eficiente e permanecendo por mais tempo no corpo do instrumento, atingindo uma durabilidade superior às pedras de diamante sintético.



Maior desgaste

A grande aglomeração de diamantes nas peças proporcionam desgaste e durabilidade sem comparação.



Menor temperatura

O diamante natural outorga um processo mais rápido e dinâmico, poupando tecidos e materiais restauradores de superaquecimento.



CD0073
16x3,5mm
Roda



CD0093
22x4,5mm
Roda grande



CD2023
5x12mm
Bastão



CD2123
4x10,5mm
Tronco-cônica



10.000 A 15.000 RPM

DISPONÍVEL EM:
DISPLAY
1 UNIDADE

Durapol


POLIDORES DIAMANTADOS PM



“ Os polidores diamantados Durapol da American Burrs são uma carta na manga para finalizar e adaptar as peças cerâmicas, agilizando muito os ajustes oclusais finais e demais ajustes necessários para obter os melhores resultados possíveis. ”

PROF. DR. LEONARDO MEZZARI

Doutor em Odontologia. Mestre em Odontologia - Prótese Dentária. Especialista em Prótese Dentária




PARA SABER MAIS:



LINHA LABORATORIAL
AMERICAN BURRS

09



Sinterizado. Diamante do início ao fim.

A linha Durapol é desenvolvida com partículas de diamantes, inferiores a 100 nanômetros, o que garante uma maior concentração no mesmo espaço do polidor e maior durabilidade. Resultados idênticos do início ao fim sem perder suas propriedades ao longo do tempo.



Glaze perfeito de maneira mecânica.

Polidor com tecnologia para glaze de maneira mecânica sem a necessidade de nova queima. Facilidade no processo. Autonomia para você.

KIT METAL-FREE

Soluções para desgaste, polimento e alto brilho (glaze) de Cerâmica, Zircônia e Dissilicato de Lítio (LiSi2).




DISCO DE CARBURUNDUM



PEDRA DIAMANTADA DURATURBO



2 POLIDORES DIAMANTADOS DURAPOL



POLIDORES DE CERÂMICA PM ULTRA-CERAPOL

Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio para desgaste eficiente e econômico em cerâmicas.
Sistema de polimento em 3 fases, com granulação grossa, média e fina.



“ O sistema de polimento Ultra-Cerapol me surpreendeu. As borrachas tem uma durabilidade excepcional em relação a outras que já utilizei, produzindo pouco pó na sua utilização. São excelentes para polimento pré glaze, bem como o controle de brilho após glazeamentos das peças cerâmicas. ”

TPD. SÉRGIO RICARDO BARRETO

Sérgio

Cirurgião Dentista e Técnico em prótese Dentária, Proprietário da DENPROL- Dental Protetica LTDA Ceramista, com diversos cursos no Brasil e exterior com os mais renomados técnicos. Atualmente consultor técnico das porcelanas Creation - Klema - Áustria e da GC South América.



PARA SABER MAIS:



GROSSA

Desgaste inicial e regularização.

DISPONÍVEL EM:



BLISTER
3 UNIDADES



BLISTER
15 UNIDADES





CAIXA
100 UNIDADES

DISPONÍVEL EM:





BLISTER
1 UNIDADE





MÉDIA

Pré-polimento e remoção de riscos.



FINA


Polimento final e alto brilho.



KIT CERÂMICA BASIC

15 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.


Soluções para corte, desgaste, polimento e brilho com glaze mecânico em cerâmica.



KIT CERÂMICA PREMIUM

18 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.


Soluções premium para corte, desgaste, polimento e brilho com glaze mecânico em cerâmica.



POLIDORES DE RESINA ACRÍLICA PM

Ultra-Technique

Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio para acabamento e polimento sobre todos os tipos de materiais acrílicos: provisórios, PPR, resina acrílica e placas de contenção ortodônticas, oclusais e estabilizadoras.



“Quem conhece meu trabalho sabe que gosto de texturas bem expressivas. Com os polidores Ultra-Technique eu consigo polir sem perder a originalidade do meu trabalho. São excelentes e indispensáveis na minha bancada!”

TPD JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO

Técnico em Prótese Dentária desde 1996. Ministra cursos online e presencial sobre Prótese Total e Protocolo em Alta Performance. Proprietário do José Augusto Dental Lab em Osvaldo Cruz, São Paulo.

PARA SABER MAIS:




EXTRAGROSSA

Desgaste extragrosso. Substitui a lixa.




GROSSA

Remove riscos e alisa a superfície. Adequado também para o ajuste de acrílicos moles.




MÉDIA

Alisa e condensa as superfícies. Produz leve brilho e prepara para o alto brilho.



FINA

Polimento final e alto brilho, dispensando a pasta de polimento.



MINIKITS ULTRA-TECHNIQUE

DISPONÍVEL EM:

1 Blister
1 unidade

3 Minikit
3 unidades



MINIKITSKCHAMA



SK2132 SK2133 SK2135



MINIKITSKCHAMAGRANDE



SK2142 SK2143 SK2145



MINIKITSKOGIVA



SK2022 SK2023 SK2025

KIT ULTRA-TECHNIQUE

POLIDORES DE RESINA ACRÍLICA PM

KIT ACRÍLICO BASIC

POLIDORES DE RESINA ACRÍLICA PM



Fresa Minicut



1517

4 Polidores de Resina Acrílica Ultra-Technique



SK2131 SK2132 SK2133 SK2135

Disco Diamantado



D11R22

4 Escovas de Polimento



MSH578W6 MSH510G MSH78W-Y MSHC78C

6 Polidores de Resina Acrílica Ultra-Technique



SK2132 SK2022 SK2133 SK2023 SK2135 SK2025

3 Escovas de Polimentos



MSH78M MSHM78G MSH78WH-PR

Polidor de Cerâmica Ultra-Cerapol



SH0092

PONTAS DIAMANTADAS PM

Precision

Produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamantes naturais de dimensões controladas. Indicadas para ajustes de peças protéticas de metal, cerâmicas odontológicas, resinas compostas, provisórios de resina acrílica e mock-ups em resina bis-acrílica. Podem ser empregadas para ajustes de próteses parciais e totais.

**Maior durabilidade**

Devido ao formato do diamante, o mesmo apresenta uma superfície de maior adesão, fixando-se de forma mais eficiente e permanecendo por mais tempo no corpo do instrumento, atingindo uma durabilidade superior às pontas de diamante sintético.

**Menor temperatura**

O diamante natural outorga um processo mais rápido e dinâmico, poupando tecidos e materiais restauradores de superaquecimento.




“

Tanto as brocas diamantadas, quanto rodas de polimento, proporcionam acabamento homogêneo e ideal, além de excelente durabilidade.


”

TPD CARLA DE CASTRO

Técnica em Prótese Dentária, Done3D KOL, DSD KOL, MPF Brush Co. KOL, Professora nas áreas de Odontologia Digital, Anatomia Dentária, Provisórias Impressas e Maquiagem Cerâmica. Membro da comissão científica da SBODigital, Palestrante Internacional




PARA SABER MAIS:




GROSSA

Tamanho do grão: 125-180 μ .
Indicadas para metal e cerâmica.




MÉDIA

Tamanho do grão: 90-125 μ .
Indicadas para cerâmica.



FINA

Tamanho do grão: 45 μ .
Indicadas para cerâmica.



DISCOS DIAMANTADOS PM

Duraflex[◆]

Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante ao longo do bordo, confere grande durabilidade e capacidade de corte ao disco, semelhante à do disco sinterizado, além de um maior grau de flexibilidade.

Disponível em:



Blister
1 unidade



Acompanha Mandril



Espessura:
Ø22mm - 0,20mm
Ø19mm - 0,15mm




DUPLAFACE TOTAL

Ideais para desgastes em cerâmicas.



7011
22mm
Serrilhado




7011M
19mm
Serrilhado




7012
22mm
Canulado




7012M
19mm
Canulado




7013
22mm
Espiral




7013M
19mm
Espiral




7014
22mm
Ventilado




7014M
19mm
Ventilado




7015
22mm
Perfurado



7015M
19mm
Perfurado



7016
22mm
Total




7016M
19mm
Total




7014 - O DISCO "MOLA"


Com perfurações em formato helicoidal, o disco 7014 possui uma característica que o define como único: efeito "mola". Mesmo com pressão em suas extremidades, o mesmo volta ao seu lugar de origem, sem empenar. É maior segurança e durabilidade para seu disco.




D07F22
22mm
Gotejado



D07F19
19mm
Gotejado



D08F22
22mm
Microserrilhado



D08F19
19mm
Microserrilhado




D10F22
22mm
Canulado
Serrilhado



D10F19
19mm
Canulado
Serrilhado



D11F22
22mm
Espiral
Serrilhado



D11F19
19mm
Espiral
Serrilhado


Para corte suave de gesso em granulação média. Os bordos serrilhados permitem a saída mais rápida do pó de gesso, impedindo que o mesmo se instale no disco.

PARA SABER MAIS:




● MONOFACE TOTAL


18




7040
22mm
Total



7040M
19mm
Total



7041
22mm
Perfurado




7041M
19mm
Perfurado




DUPLAFACE PERIFÉRICO


Para desgaste de cerâmica de maneira minimamente invasiva.




7020
22mm
Periférico



7020M
19mm
Periférico



D02R22
22mm
Perfurado



D02R19
19mm
Perfurado



D04R22
22mm
Serrilhado



D04R19
19mm
Serrilhado



D05R22
22mm
Canulado




D05R19
19mm
Canulado




D06R22
22mm
Espiral



D06R19
19mm
Espiral



D07R22
22mm
Gotejado



D07R19
19mm
Gotejado



D08R22
22mm
Microserrilhado



D08R19
19mm
Microserrilhado



D10R22
22mm
Canulado Serrilhado



D10R19
19mm
Canulado Serrilhado




D11R22
22mm
Espiral Serrilhado




D11R19
19mm
Espiral Serrilhado



MONOFACE PERIFÉRICO




7010
22mm
Total



7010M
19mm
Total



S02R22
22mm
Perfurado



S02R19
19mm
Perfurado

DISCOS DIAMANTADOS PARA TROQUEL



7047
40x0,20mm
Periférico Perfurado Serrilhado Duplaface



D11R40
40x0,20mm
Periférico Espiral Serrilhado Duplaface

Para corte suave de gesso em granulação média. Os bordos serrilhados permitem a saída mais rápida do pó de gesso, impedindo que o mesmo se instale no disco.

ULTRA-METAL

POLIDORES DE METAL PM

Para desgaste, regularização, pré-polimento e alto brilho em todas os tipos de ligas metálicas..

DISPONÍVEL EM:



BLISTER
3 UNIDADES



BLISTER
15 UNIDADES



CAIXA
100 UNIDADES



BLISTER
1 UNIDADE

EXTRAGROSSA

Desgaste inicial.



RF0081
22x1mm
Roda fina



RF0091
22x3mm
Roda



RF0121
22x3,5mm
Lentilha



RF0011
6x23mm
Bastão



RF2062
5x16mm
Ogiva

GROSSA

Regularização e remoção de riscas.



RF0082
22x1mm
Roda fina



RF0092
22x3mm
Roda



RF0122
22x3,5mm
Lentilha



RF0012
6x23mm
Bastão



RF2064
5x16mm
Ogiva

MÉDIA

Pré-polimento.



RF0083
22x1mm
Roda fina



RF0093
22x3mm
Roda



RF0123
22x3,5mm
Lentilha



RF0013
6x23mm
Bastão



RF2065
5x16mm
Ogiva

FINA

Polimento final e alto brilho.



RF0084
22x1mm
Roda fina



RF0094
22x3mm
Roda



RF0124
22x3,5mm
Lentilha



RF0014
6x23mm
Bastão



RF2066
5x16mm
Ogiva

KIT ULTRA-METAL

16 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.


Soluções para corte, desgaste, pré-polimento, polimento e brilho final em todos os tipos de ligas metálicas.

2 Fresas Maxicut



1251 1510

8 Polidores de Metal Ultra-Metal



RF0091 RF0092 RF0093 RF0094 RF2062 RF2064 RF2065 RF2066

6 Escovas de Polimento



MSH78W-Y MSH78W-PR MSH78B MSH78C MSH78D MSH78Y

PARA SABER MAIS:



DISCOS DE CARBURUNDUM

CORTE INSTANTÂNEO.

A latência, o pequeno intervalo entre a pressão na peça e o início do corte de ligas metálicas, foi reduzida para um nível imperceptível. Esta capacidade de resposta ultrarrápida proporciona uma experiência suave e precisa.

12.000 À 15.000 RPM

DISPONÍVEL EM:



BLISTER
1 UNIDADE




CAIXA
100 UNIDADES



Não contamina a liga metálica. E nem o ambiente.

Por ser livre de carborundum não contamina a liga metálica, assim como não contamina o ambiente com odor desagradável.




EF002
38x0,6mm



Precisão para a Cerâmica Injetada.

Ultrafino, o asa de barata é indicado para corte ultrapreciso em cerâmicas injetadas e zircônia. Solução rápida, eficaz e limpa.



EH001
22x0,12mm





ESCOVAS DE POLIMENTO PM

Escovas feitas com pelos e tecidos de alta qualidade. São muitas as opções de escovas de polimento que a American Burrs oferece. É a certeza de que você conseguirá um polimento e brilho final de maneira incrível.

DISPONÍVEL EM:

BLISTER
1 UNIDADE

Polimento como
nunca visto!

FELTRO, PANO, LÃ E ALGODÃO

Resinas, metais e cerâmicas com ou sem uso de pasta de polimento.



MSHS78Y 22mm Feltro
MSH78L 22mm Pano
MSHS78Y3-1 22mm Lã
MSH78M 22mm Algodão

PELO DE PORCO

Metais duros e resinas.



MSHH10B 25,4mm Roda
MSHH78B 22mm Roda

NYLON

Metais duros e resinas.



MSHP78W 22mm Nylon

AÇO

Limpeza de fresas de tungstênio e metais.



MSHC78C 22mm Dourado
MSHD78C 22mm Prateado

CRINA DE CAVALO

Resinas e cerâmicas.



MSHS10G 25,4mm Roda
MSHS78G 22mm Roda
MSHM78G 22mm Estrela
MSHS78G-1 22mm Com couro chamois

PELO DE CABRA

Resinas e cerâmicas.



MSHS10W 25,4mm Roda
MSHS78W 22mm Roda
MSHS78W6 22mm Estrela
MSHS78W-1 22mm Com couro chamois

ULTRA-BRUSH CARBETO DE SILÍCIO

Cerâmicas e metais.



MSHJ78-1-1 22mm Grossa
MSHJ78-1-2 22mm Média
MSHJ78-2-2 22mm Fina

SCOTCH BRITHE

Remoção de riscos provisórios.



MSH78W-H-H 22mm Grossa
MSH78W-Y 22mm Média
MSH78WH-PR 22mm Fina
MSH78WH-1 22mm Extrafina

COURO CHAMOIS

Polimento em resinas sem uso de pasta de polimento



MSHS78LY-1 22mm Branco
MSHS78LY-2 22mm Marrom

ESCOVAS DE POLIMENTO PARA TORNO

Escovas produzidas com os melhores materiais para alcançar a máxima eficiência e durabilidade em uso para torno.

DISPONÍVEL EM:

BLISTER
1 UNIDADE

SH178M-1 48x10mm Algodão Resinas, metais e cerâmicas
SHS178W-1 48x5mm Pelo de cabra Resinas e cerâmicas
SHM178-1 48x5mm Crina de cavalo Resinas e cerâmicas
SHH178B-1 48x5mm Pelo de porco Metais duros e resinas
SHJ78-1 48x5mm Carбето de silício Cerâmicas e metais
SHS178LY-1 48x10mm Couro chamois Resinas sem uso de pasta de polimento
WHITE450 100x14mm Algodão branco Resinas, metais e cerâmicas
YELLOW450 100x14mm Algodão amarelo Resinas, metais e cerâmicas

KIT UNIVERSAL

Soluções para corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmicas, metal e acrílico.

19 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.



FRESA MINICUT



1520

2 FRESAS MAXICUT



1251 1571

3 POLIDORES DE CERÂMICA ULTRA-CERAPOL




SH0122

SH0123

SH0124

3 POLIDORES DE METAL ULTRA-METAL



RF0091

RF0092

RF0094

4 POLIDORES DE ACRÍLICO ULTRA-TECHNIQUE




SK2141

SK2142

SK2143

SK2145

DISCO DIAMANTADO



7016

5 ESCOVAS DE POLIMENTO



MSH78W-H-H

MSH78W-Y

MSH78M

MSHC78C

MSHS78W6

BROQUEIRO LABORATORIAL

Broqueiro organizador, não autoclavável de 55 furos, sendo aceitos mandris PM.



Garantia de peças no mesmo lugar, mesmo depois de transporte. Único sistema "same place" onde o broqueiro fechado não deixa as peças caírem durante o transporte.



PARA SABER MAIS:







 (48) 3374-3718 (48) 3374-3726
comercial@americanburrs.com
sac@americanburrs.com

 @americanburrs  American Burrs

www.americanburrs.com

Av. das Universidades, 635 - Parque Tecnológico Pedra Branca
Palhoça/SC - CEP 88137-315