



Linha Clínica | Linha Laboratorial

CATÁLOGO DE PRODUTOS
PRODUCT CATALOG - CATÁLOGO DE PRODUCTOS



LINHA Clínica | Pág. 3

Polidores de Resina.....	3-4
Polidores de Amálgama.....	4-5
Polidores Diamantados para Resina.....	5
Polidores Diamantados para Cerâmica.....	5-6
Pedras de Arkansas.....	6
Brocas Diamantadas.....	6-7
Escovas.....	8
Mini-Kits Clínicos.....	9
Kits Clínicos.....	10-11



LINHA Laboratorial | Pág. 12

Polidores de Cerâmica.....	12
Polidores de Metal.....	12
Polidores de Acrílico.....	13
Polidores Sinterizados de Diamante.....	13
Abrasivos Sinterizados de Diamante.....	13
Discos de Carburundum.....	13
Discos Diamantados.....	14
Discos para Troquel.....	14
Brocas Diamantadas.....	15
Escovas de Polimento (HP).....	15
Escovas de Polimento para Torno.....	15
Fresas de Tungstênio.....	16-17
Kits Laboratoriais.....	18-19
Maleta American Burrs.....	19

Polidores de Resina C.A. - American Resin C.A.

Com dupla camada de silicone e jateamento de carvão de silício, os Polidores de Resina proporcionam um polir suave, gerando pouco calor no atrito, não agredindo o esmalte dos dentes e nem aquecendo demais as peças.

Fase 1 - Granulometria Grossa

Acabamento inicial e regularização



Código:	SH 301 2	SH 311 2	SH 312 2	SH 313 2
Dimensões:	3X7mm	3X7mm	4X12mm	5X10mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 12.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 110 534 030	204 243 534 030	204 243 534 040	204 243 534 050
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003



Código:	SH 316 2	SH 320 2	SH 321 2	SH 331 2	SH 332 2	SH 341 2
Dimensões:	3,5X10,5mm	6X9,5mm	9X8,5mm	10X1mm	10X2mm	10X1,8mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 174 534 035	204 030 534 060	204 030 534 090	204 371 534 100	204 041 534 100	204 304 534 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Fase 2 - Granulometria Média

Polimento e remoção de riscas



Código:	SH 301 3	SH 311 3	SH 312 3	SH 313 3
Dimensões:	3X7mm	3X7mm	4X12mm	5X10mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 12.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 110 524 030	204 243 524 030	204 243 524 040	204 243 524 050
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003



Código:	SH 316 3	SH 320 3	SH 321 3	SH 331 3	SH 332 3	SH 341 3
Dimensões:	3,5X10,5mm	6X9,5mm	9X8,5mm	10X1mm	10X2mm	10X1,8mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 174 524 035	204 030 524 060	204 030 524 090	204 371 524 100	204 041 524 100	204 304 524 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Fase 3 - Granulometria Ultrafina

Brilho Final



Código:	SH 301 4	SH 311 4	SD 312 4	SD 313 4
Dimensões:	3X7mm	3X7mm	4X12mm	5X10mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 12.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 110 514 030	204 243 514 030	204 243 514 040	204 243 514 050
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003



Código:	SH 316 4	SH 320 4	SH 321 4	SH 331 4	SH 332 4	SD 341 4
Dimensões:	3,5X10,5mm	6X9,5mm	9X8,5mm	10X1mm	10X2mm	10X1,8mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 174 514 035	204 030 514 060	204 030 514 090	204 371 514 100	204 041 514 100	204 304 514 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Polidores de Amálgama C.A. - American Alloy C.A.

Polidor siliconizado de granulometria grossa, fina e ultra fina, indicado para acabamento de restaurações, brilho e alto brilho em amálgama, proporcionando superfícies lisas e uniformes.

Fase 1 - Granulometria Grossa

Acabamento de restaurações em amálgama



Código:	RF 312 2	RF 313 2	RF 316 2	RF 320 2	RF 331 2	RF 341 2
Dimensões:	4X12mm	5X10mm	3,5X10,5mm	6X9,5mm	10X1mm	10X1,8mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 243 534 040	204 243 534 050	204 174 534 035	204 030 534 060	204 371 534 100	204 304 534 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Fase 2 - Granulometria Fina

Acabamento e brilho de restaurações em amálgama



Código:	RF 312 5	RF 313 5	RF 316 5	RF 320 5	RF 331 5	RF 341 5
Dimensões:	4X12mm	5X10mm	3,5X10,5mm	6X9,5mm	10X1mm	10X1,8mm
R.P.M:	7.000 - 12.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 243 504 040	204 243 504 050	204 174 504 035	204 030 504 060	204 371 504 100	204 304 504 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Fase 4 - Granulometria Ultrafina

Alto brilho de restaurações em amálgama



Código:	RF 312 6	RF 313 6	RF 316 6	RF 320 6	RF 331 6	RF 341 6
Dimensões:	4X12mm	5X10mm	3,5X10,5mm	6X9,5mm	10X1mm	10X1,8mm
R.P.M:	7.000 - 12.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 243 494 040	204 243 494 050	204 174 494 035	204 030 494 060	204 371 494 100	204 304 494 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Polidores Diamantados para Resina C.A.- American DiamondResin C.A.

Devido a distribuição de partículas de diamante com tecnologia nano, é possível obter uma maior carga de diamante, proporcionando um polimento excepcional em um único passo (One-Step).

Acabamento, polimento e alto brilho.



Código:	SD 312 6	SD 313 6	SD 316 6	SD 320 6	SD 332 6
Dimensões:	4X12mm	5X10mm	3,5X10,5mm	6X9,5mm	10X2mm
R.P.M:	7.000 - 12.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 243 494 040	204 243 494 050	204 174 494 035	204 030 494 060	204 041 494 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Polidores Diamantados para Cerâmica C.A. - American DiamondCeram C.A.



Sinterizado com nanopartículas de diamante que concede um excepcional brilho e acabamento em cerâmicas, zircônia e dissilicato de lítio (LiSi2).

Tarja Vermelha - Granulometria Fina

Acabamento, polimento e brilho final (Glaze)



Código:	RD 311 4	RD 313 4	RD 316 4	RD 320 4	RD 321 4	RD 332 4
Dimensões:	3X7mm	5X10mm	3,5X10,5mm	6X9,5mm	6X8,5mm	10X2mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 243 514 030	204 243 514 050	204 174 514 035	204 030 514 060	204 030 514 090	204 041 514 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Tarja Amarela - Granulometria Ultrafina

Acabamento, polimento e brilho final (Glaze)



Código:	RD 311 5	RD 313 5	RD 316 5	RD 320 5	RD 321 5	RD 332 5
Dimensões:	3X7mm	5X10mm	3,5X10,5mm	6X9,5mm	6X8,5mm	10X2mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000	7.000 - 10.000
ISO:	204 243 504 030	204 243 504 050	204 174 504 035	204 030 504 060	204 030 504 090	204 041 504 100
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Pedras de Arkansas FG - American Stones FG

Incrível durabilidade que facilita a obtenção do contorno e da anatomia com menos aquecimento em materiais como zircônia, cerâmica e metal free.

Granulometria Grossa

Desgaste



Código:	CG 151 3	CG 112 3	CG 111 3	CG 106 3
Dimensões:	3mm	2,5X6mm	2,8X7mm	3X7mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	7.000 - 12.000	7.000 - 10.000	8.000 - 12.000
ISO	314 001 523 030	314 171 523 025	314 161 523 028	314 273 523 030
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Granulometria Fina

Desgaste e polimento de preparos



Código:	CW 151 4	CW 112 4	CW 111 4	CW 106 4
Dimensões:	3mm	2,5X6mm	2,8X7mm	3X7mm
R.P.M:	7.000 - 10.000	8.000 - 12.000	7.000 - 10.000	8.000 - 12.000
ISO	314 001 513 030	314 171 513 028	314 161 513 028	314 273 513 030
R. Anvisa:	81144440003	81144440003	81144440003	81144440003

Brocas Diamantadas FG



Com 12 banhos de aglutinação de diamante, as Brocas Diamantadas proporcionam um desgaste mais efetivo e uma maior durabilidade.

	R.P.M (Recomendado)	R.P.M (Máximo)
1/10mm		
009-011	75.000-150.000	450.000
012-016	60.000-110.000	450.000
017-020	45.000-85.000	300.000
021-023	40.000-75.000	300.000
024-026	20.000-45.000	160.000
028-030	25.000-45.000	140.000
033-038	20.000-40.000	120.000
042-055	17.000-30.000	90.000

Tarja Azul - Granulometria Média

Desgaste em esmalte, dentina, preparações cavitárias em geral



Código:	BR-12	BR-13	BR-14	BR-15	BR-16	BR-17	SR-21	SI-21
Dimensões:	1mm	1,2mm	1,4mm	1,6mm	1,8mm	2mm	1,2x7mm	1,2x3,5mm
ISO:	314 001 524 008	314 001 524 012	314 001 524 014	314 001 524 016	314 001 524 018	314 001 524 020	314 141 524 014	314 225 524 012
R. Anvisa:	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005



Código:	SI-22	SF-21	SF-31	SF-32	TC-31	RS-31	TF-14	TF-16
Dimensões:	1,4x3,5mm	1x4mm	1,2x6mm	1,4x6mm	1,2x8mm	2,1x10mm	1,8x5mm	2,3x5mm
ISO:	314 225 524 014	314 109 524 012	314 110 524 012	314 110 524 012	314 165 524 012	314 553 524 021	314 170 524 018	314 170 524 023
R. Anvisa:	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005



Código:	TR-33	TR-35	TR-51	SO-22	TR-52	TR-55	TR-81
Dimensões:	1,6x8mm	2x8mm	1,2x10mm	1,4x8mm	1,4x10mm	2x10mm	2x3,8mm
ISO:	314 198 524 016	314 198 524 020	314 199 524 012	314 289 524 014	314 199 524 012	314 199 524 020	314 277 524 020
R. Anvisa:	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005



Código:	TR-82	FO-23	FO-24	EX-11	EX-13	EX-16
Dimensões:	3x5mm	1,8x3,8mm	2,3x5mm	1,0x4mm	1,4x4mm	1,2x3mm
ISO:	314 277 524 030	314 257 524 018	314 257 524 023	314 234 524 010	314 234 524 014	314 237 524 012
R. Anvisa:	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005

Tarja Vermelha - Granulometria Fina

Acabamento de paredes e margens de preparo cavitário e nos acabamentos superficiais de restauração de resina composta ou porcelana



Código:	TC-32F	TR-33F	TR-52F	TR-53F	TR-55F	FO-23F
Dimensões:	1,8x3,8mm	1,6x8mm	1,4x10mm	1,6x10mm	1,6x10mm	1,8x3,8mm
ISO:	314 257 534 023	314 198 514 016	314 199 514 014	314 199 514 016	314 199 514 016	314 257 514 018
R. Anvisa:	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005

Tarja Amarela - Granulometria Extra Fina

Acabamentos superficiais de restauração, acabamentos de paredes e margens de preparo cavitário, acabamento em resina composta e porcelana



Código:	TR-17EF	TR-33EF	TR-53EF	TR-55EF	FO-23EF
Dimensões:	2,1x5mm	1,6x8mm	1,6x10mm	1,6x10mm	1,8x3,8mm
ISO:	313 196 504 021	314 199 504 016	314 199 504 016	314 199 504 020	314 257 504 018
R. Anvisa:	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005	81144440005

Tarja Verde - Granulometria Grossa

Redução rápida de camadas espessas de estrutura dentária



Código:	FO-23C
Dimensões:	1,8x3,8mm
ISO:	314 257 534 023
R. Anvisa:	81144440005

Escovas C.A

Escovas Robinson

Profilaxia e micro-abrasão



Código:	EBH14BG-T	EBP14WG-A	EBP14WG-T	ECP14WG
R. Anvisa:	81144440002	8114440001	8114440001	81144440001
Formato:	Pincel	Pincel Cônico	Pincel	Taça
Gran.	Média	Média	Média	Média

Taças de Borracha

Profilaxia subgingival sem agredir a gengiva.



Código:	ECRC-G	ECRC-W
R. Anvisa:	81144440004	81144440004
Formato:	Taça	Taça
Gran.	Soft	Ultra soft

Escovas Robinson Coloridas

Profilaxia e micro-abrasão

Profilaxia e remoção de manchas ou indutos

Profilaxia subgingival sem agredir a gengiva

Profilaxia subgingival sem agredir a gengiva



Código:	ECP14CG-B	EBP14CG-B	ECP14CG-Y	EBP14CG-Y	ECP14CG-P	EBP14CG-P	ECP14CG-R	EBP14CG-R
R. Anvisa:	81144440001	8114440001	81144440001	8114440001	81144440001	8114440001	81144440001	8114440001
Formato:	Taça	Pincel	Taça	Pincel	Taça	Pincel	Taça	Pincel
Gran.	Rígida	Rígida	Semi-rígida	Semi-rígida	Soft	Soft	Ultra-Soft	Ultra-Soft

Escovas Carbeto de Silício

Remoção de riscos em resina foto em dentes posteriores



Código:	ECJ14GK-1	EBJ14GK-1T	EBJ14GK-1A
R. Anvisa:	81144440007	1144440007	81144440007
Formato:	Taça	Pincel	Pincel Cônico
Gran.	Média	Média	Média

Alto brilho em resina foto anterior e posterior



Código:	ECJ14G-1	EBJ14G-1T	EBJ14G-1A
R. Anvisa:	81144440007	81144440007	81144440007
Formato:	Taça	Pincel	Pincel Cônico
Gran.	Fina	Fina	Fina



Código:	MSHJ512G-1
R. Anvisa:	81144440007
Formato:	Roda
Gran.	Fina

Escovas de Alumina

Remoção de riscos em resina foto em dentes posteriores



Código:	ECJ14GK-2	EBJ14GK-2T	EBJ14GK-2A
R. Anvisa:	81144440006	81144440006	81144440006
Formato:	Taça	Pincel	Pincel Cônico
Gran.	Média	Média	Média

Alto brilho em resina foto anterior e posterior



Código:	ECJ14G-2	EBJ14G-2T	EBJ14G-2A
R. Anvisa:	81144440006	81144440006	81144440006
Formato:	Taça	Pincel	Pincel Cônico
Gran.	Fina	Fina	Fina



Código:	MSHJ512G-2
R. Anvisa:	81144440006
Formato:	Roda
Gran.	Fina

Escova de Feltro

Polimento final de compósitos



Código:	MSHS512YG
R. Anvisa:	81144440002
Formato:	Roda
Gran.	Fina

Escova de Algodão

Polimento final de compósitos



Código:	MSHS512MG
R. Anvisa:	81144440007
Formato:	Roda
Gran.	Fina

Pelo de Cabra

Polimento final de compósitos




Código:	MSHS512WG
R. Anvisa:	81144440002
Formato:	Roda
Gran.	Fina

Mini-Kits Clínicos (Linha Profissional)



Mini-Kit Polidores de Resina Granulometria grossa

Contém 3 unidades:



SH3122 SH3202 SH3322



Mini-Kit Polidores de Resina Granulometria média

Contém 3 unidades:



SH3123 SH3203 SH3323



Mini-Kit Polidores de Resina Granulometria fina

Contém 3 unidades:



SH3124 SH3204 SH3324



Mini-Kit Polidores de Amálgama Granulometria grossa

Contém 3 unidades:



RF3122 RF3202 RF3312



Mini-Kit Polidores de Amálgama Granulometria fina

Contém 3 unidades:



RF3125 RF3205 RF3315



Mini-Kit Polidores de Amálgama Granulometria ultra fina

Contém 3 unidades:



RF3126 RF3206 RF3316



Mini-Kit Polidores de Resina Sortido taça

Contém 3 unidades:



SH3202 SH3203 SH3204



Mini-Kit Polidores de Resina Sortido chama

Contém 3 unidades:



SH3122 SH3123 SH3124



Mini-Kit Polidores de Resina Sortido disco

Contém 3 unidades:



SH3322 SH3323 SH3324



Mini-Kit Polidores de Amálgama Sortido taça

Contém 3 unidades:



RF3202 RF3205 RF3206



Mini-Kit Polidores de Amálgama Sortido chama

Contém 3 unidades:



RF3122 RF3125 RF3126



Mini-Kit Polidores de Amálgama Sortido disco

Contém 3 unidades:



RF3312 RF3315 RF3316

Kit Resina Completo - 15 peças

Contém:

Polidores de Resina



Escovas

Pedra de Arkansas



Kit Clínico Resina - 17 peças

Contém:

Polidor de resina

Polidores Diamantado para Resina


Escovas



Escovas

Brocas Diamantadas

Pedra de Arkansas



Kit Diamond Resin One-Step - 8 peças

Contém:

Polidor diamantado para resina

Escovas



Kit Amálgama - 10 peças

Contém:

Polidor de Amálgama

Escovas



Kit DiamondCeram - 12 peças

Contém:

Polidor diamantado para cerâmica



Escovas





Kit para Ortodontia - Remoção de cola de braquete - 5 peças

Contém:

Polidores de resina




Kit para Ortodontia - Remoção de braquetes estéticos - 9 peças

Contém:

Polidores de resina

Pedra de arkansas



Kit Pedra de Arkansas - 8 peças

Contém:

Pedra de arkansas



Kit Profilaxia - 10 peças


Contém:

Escovas



Escovas

Taças de Borracha



Kit Escovas Especiais - 10 peças

Contém:



Escovas



Polidores de Cerâmica



Fase 1 - Granulometria Grossa

Abrasivo para desgaste inicial e regularização de cerâmica

										
Código:	SH0062	SH0072	SH0112	SH0082	SH0092	SH0122	SH0012	Sh2342	SH2422	SH2132
Dimensões:	16mmx1mm	16mmx2mm	16mmx2mm	22mmx1mm	22mmx3mm	22mmx3,5mm	6mmx23mm	15mmx2mm	15mmx2mm	6mmx16mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM



Fase 2 - Granulometria Média

Abrasivo para remoção de riscos e pré-polimento de cerâmica

										
Código:	SH0063	SH0073	SH0113	SH0083	SH0093	SH0123	SH0013	Sh2343	SH2423	SH2133
Dimensões:	16mmx1mm	16mmx2mm	16mmx2mm	22mmx1mm	22mmx3mm	22mmx3,5mm	6mmx23mm	15mmx2mm	15mmx2mm	6mmx16mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM

Fase 3 - Granulometria Média

Silicone para polimento final e alto brilho em cerâmica

										
Código:	SH0064	SH0074	SH0114	SH0084	SH0094	SH0124	SH0014	Sh2344	SH2424	SH2134
Dimensões:	16mmx1mm	16mmx2mm	16mmx2mm	22mmx1mm	22mmx3mm	22mmx3,5mm	6mmx23mm	15mmx2mm	15mmx2mm	6mmx16mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM

Polidores de Metal

Fase 1 - Granulometria Extra-Grossa

Para desgaste inicial em liga de titânio, titânio puro, liga cobalto-cromo, liga chromo-cobalto, dentes metal, liga nickel-chromo, coroa interior e estrutura de aço

					
Código:	RF0081	RF0091	RF0121	RF0011	RF2062
Dimensões:	22mmx1mm	22mmx3mm	22mmx3,5mm	6mmx23mm	5mmx16mm
RMI:	10.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM


Fase 2 - Granulometria Grossa

Regularização e remoção de riscos em liga de titânio, titânio puro, liga cobaltochromo, liga chromo-cobalto, dentes metal, liga nickel-chromo, coroa interior e estrutura de aço

					
Código:	RF0082	RF0092	RF0122	RF0012	RF2064
Dimensões:	22mmx1mm	22mmx3mm	22mmx3,5mm	6mmx23mm	5mmx16mm
RMI:	10.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM	20.000 RPM	15.000 RPM

Fase 3 - Granulometria Média

Pré-polimento em liga de titânio, titânio puro, liga cobaltochromo, liga chromo-cobalto, dentes metal, liga nickel-chromo, coroa interior e estrutura de aço

					
Código:	RF0083	RF0093	RF0123	RF0013	RF2065
Dimensões:	22mmx1mm	22mmx3mm	22mmx3,5mm	6mmx23mm	5mmx16mm
RMI:	8.000 RPM	8.000 RPM	8.000 RPM	15.000 RPM	12.000 RPM

Fase 4 - Granulometria Fina

Polimento final e alto brilho em liga de titânio, titânio puro, liga cobaltochromo, liga chromo-cobalto, dentes metal, liga nickel-chromo, coroa interior e estrutura de aço

					
Código:	RF0084	RF0094	RF0124	RF0014	RF2066
Dimensões:	22mmx1mm	22mmx3mm	22mmx3,5mm	6mmx23mm	5mmx16mm
RMI:	8.000 RPM	8.000 RPM	8.000 RPM	10.000 RPM	20.000 RPM

Polidores de Acrílico

Fase 1 - Granulometria Extra-Grossa

Polidor de silicone com óxido de alumínio para desgaste grosso em resina acrílica.

Código:	SK2131	SK2141	SK2021	SK2171	SK4161	SK4011
Dimensões:	6mmx16mm	10mmx20mm	10mmx24mm	10mmx17mm	14mmx17mm	15mmx17mm
RMI:	20.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM

Fase 2 - Granulometria Grossa

Polidor de silicone adequado para acabamento e contorno. Remove riscos e alisa a superfície do material. Também adequado para o ajuste de acrílicos moles.

Código:	SK2132	SK2142	SK2022	SK2172	SK4162	SK4012
Dimensões:	6mmx16mm	10mmx20mm	10mmx24mm	10mmx17mm	14mmx17mm	15mmx17mm
RMI:	20.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM

Fase 3 - Granulometria Média

Polidor de silicone para alisar e condensar as superfícies de resina acrílica. Produz leve brilho, preparando para o polimento de alto brilho.

Código:	SK2133	SK2143	SK2023	SK2173	SK4163	SK4013
Dimensões:	6mmx16mm	10mmx20mm	10mmx24mm	10mmx17mm	14mmx17mm	15mmx17mm
RMI:	20.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM

Fase 4 - Granulometria Fina


Polidor de silicone com óxido de alumínio para polimento final e alto brilho em resina acrílica, dispensando a pasta de polimento.

Código:	SK2135	SK2145	SK2025	SK2175	SK4165	SK4015
Dimensões:	6mmx16mm	10mmx20mm	10mmx24mm	10mmx17mm	14mmx17mm	15mmx17mm
RMI:	20.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	12.000 RPM	10.000 RPM	10.000 RPM

Polidores Sinterizados de Diamante



Os grãos de diamante natural aliados ao aglutinante sintético reforçado produzem uma textura de superfície excepcional, resultando em um polimento liso e de alto brilho sem utilizar a pasta de polimento.



Código:	RD0121	RD0123
Dimensões:	26mmx2,1mm	26mmx2,1mm
RMI:	10.000 RPM	10.000 RPM
Granulometria:	Extra-Grossa	Grossa

Para desgaste grosso e fino em metal free, alumina, zircônia, e-max e cerâmica.



RD0125	RD0126
26mmx2,1mm	26mmx2,1mm
6.000 RPM	6.000 RPM
Extra-Fina	Ultra-Fina

Alto brilho ou GLAZE perfeito em cerâmica, sem uso de Forno.



Código:	RD2333
Dimensões:	12mmx4mm
RMI:	15.000 RPM

Desgaste inicial em cerâmica.



RD2334
12mmx4mm
15.000 RPM

Pré-polimento em cerâmica.



RD2335
12mmx4mm
10.000 RPM

Alto brilho e GLAZE em cerâmica.

Abrasivos Sinterizados de Diamante



Abrasivo com partículas de diamante natural. Ideal para contorno inicial e acabamento de cerâmica, cerâmica pura e óxido de zircônia sem gerar calor na peça. Adequado para preparar superfícies vestibulares e linguais/palatinas.

Código:	CD0073	CD0093	CD2023	CD2123
Dimensões:	16mmx3,5mm	22mmx4,5mm	5mmx12mm	4mmx10,5mm
RMI:	12.000 RPM	10.000 RPM	12.000 RPM	15.000 RPM

Discos de Carburundum

Código:	EF002	EF003	Discos de corte e usinagem de todas as ligas metálicas, sem carburundum: - Não contamina a liga metálica; - Sem odor desagradável; - Mais rápido.		Código:	EH001	Disco "asa de barata" para corte de todas as cerâmicas injetadas e zircônia.	
Dimensões:	38mmx0,6mm	38mmx0,8mm				22mmx0,12mm		
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM				12.000 RPM		

Discos Diamantados



O disco diamantado fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante ao longo do bordo, confere grande durabilidade e capacidade de corte ao disco, semelhante à do disco sinterizado, além de um maior grau de flexibilidade.



Código:	7016	7016M	7040	7040M	7015	7015M	7041	7041M
Dimensões:	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm
RMI:	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM
Descrição:	Total Dupla-Face	Total Dupla-Face	Total Monoface	Total Monoface	Perfurado Dupla Face	Perfurado Dupla Face	Perfurado Monoface	Perfurado Monoface



Código:	D10F22	D10F19	D10R22	D10R19	D11R22	D11R19	D11F22	D11F19
Dimensões:	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm
RMI:	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM
Descrição:	Canulado Serrilhado	Canulado Serrilhado	Canulado Serrilhado Periférico	Canulado Serrilhado Periférico	Periférico rico Espiral Serrilhado	Perfurado Espiral Serrilhado	Espiral Serrilhado	Espiral Serrilhado



Código:	7011	7011M	D04R22	D04R19	D05R22	D05R19	7012	7012M
Dimensões:	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm
RMI:	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM
Descrição:	Serrilhado	Serrilhado	Periférico Serrilhado	Periférico Serrilhado	Periférico canulado	Periférico canulado	Canulado	Canulado



Código:	D06R22	D06R19	7013	7013M	D07R22	D07R19	D07F22	D07F19
Dimensões:	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm
RMI:	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM
Descrição:	Periférico Espiral	Periférico Espiral	Espiral	Espiral	Periférico Gotejado	Periférico Gotejado	Gotejado	Gotejado



Código:	D08R22	D08R19	D08F22	D08F19	7014	7014M	D02R22	D02R19
Dimensões:	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm
RMI:	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM
Descrição:	Periférico Micro Serrilhado	Periférico Micro Serrilhado	Micro Serrilhado	Micro Serrilhado	Ventilado	Ventilado	Periférico Perfurado Dupla-face	Periférico Perfurado Dupla-face



Código:	S02R22	S02R19	7020	7020M	7010	7010M
Dimensões:	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm	22mmx0,15mm	19mmx0,15mm
RMI:	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM	9.000 RPM
Descrição:	Periférico Perfurado Monoface	Periférico Perfurado Monoface	Periférico Dupla-Face	Periférico Dupla-Face	Periférico Monoface	Periférico Monoface

Discos para Troquel



Disco Diamantado para Troquel em granulação média, para cortes suaves de gesso. Os bordos serrilhados permitem a saída mais rápida do pó de gesso, impedindo que o mesmo se instale no disco.

Código:	7047
Dimensões:	40mmx0,20mm
RMI:	10.000 RPM
Descrição:	Periférico Perfurado Serrilhado Dupla-face



Código:	D11R40
Dimensões:	40mmx0,20mm
RMI:	10.000 RPM
Descrição:	Periférico Espiral Serrilhado Dupla-face



Brocas Diamantadas



Brocas com alta carga de diamante para desgaste de ligas metálicas e cerâmica. A granulação de diamante de alta qualidade e o aglutinante especial de metal utilizado na fabricação, são a garantia absoluta da obtenção dos melhores resultados.

Tarja Verde - Granulometria Grossa



Para metal, zircônia ou cerâmica

Código:	DD2392	DD2352
Dimensões:	4mmx12mm	4mmx8mm
RMI:	20.000 RPM	20.000 RPM

Tarja Vermelha - Granulometria Fina



Para metal, cerâmica e resinas acrílicas.

DD2034	DD2264	DD2284	DD2334	DD2374
1,8mmx1,4mm	1,6mmx10mm	2,5mmx10mm	1,8mmx8mm	1,8mmx12mm
25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM

Tarja Azul - Granulometria Média



Para metal, cerâmica e resinas acrílicas.

Código:	DD2333	DD2373	DD2543	DD2633	DD2353
Dimensões:	1,8mmx8mm	1,8mmx12mm	4mmx1,2mm	4mmx1mm	4mmx8mm
RMI:	25.000 RPM	25.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM

Código:	DD2033	DD2453	DD2463	DD2473	DD2413	DD2493	DD2173	DD2183	DD2193	DD2203
Dimensões:	1,8mmx1,4mm	1,6mm1,4mm	2,1mmx2,1mm	2,5mmx2,4mm	3mmx1,2mm	2,1mmx5mm	1,6mmx12mm	2,3mmx12mm	3mmx12mm	4mmx12mm
RMI:	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	25.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM

Escovas de Polimento



Código:	MSHJ78-1-1	MSHJ78-1-2	MSHJ78-2-2	MSHS78Y	MSH78L	MSHS78Y3-1	MSHS10W	MSHS78W	MSHS78W6	MSHS78W-1
Dimensões:	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	25,4mm	22mm	22mm	22mm
Descrição:	Carbeto de silício gran. grossa	Carbeto de silício gran. média	Carbeto de silício gran. fina	Feltro	Pano	Lã	Pelo de cabra	Pelo de cabra	Pelo de cabra estrela	Pelo de cabra com couro chamois
Função:	Acabamento cerâmicas e metais	Acabamento cerâmicas e metais	Acabamento cerâmicas e metais	Polimento de Resinas e metais	Briho em todos os metais	Briho final em resinas com pasta	Polimento fino em resinas	Polimento fino em resinas	Polimento em resinas, em sulcos e ameias	Para polimento com alto briho



Código:	MSHS10G	MSHS78G	MSHM78G	MSHS78G-1	MSHH10B	MSHH78B	MSH78W-H-H	MSH78W-Y	MSH78WH-PR	MSH78WH-1
Dimensões:	25,4mm	22mm	22mm	22mm	25,4mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm
Descrição:	Crina de cavalo Polimento fino em resinas	Crina de cavalo Polimento fino em resinas	Crina de cavalo estrela	Crina de cavalo com couro chamois	Pelo de porco	Pelo de porco	Scotch brithe grossa	Scotch brithe média	Scotch brithe fina	Scotch brithe extra-fina
Função:	Polimento em resinas, sulcos e ameias	Polimento em resinas, sulcos e ameias	Polimento em resinas, sulcos e ameias	Polimento em resinas, sulcos e ameias	Polimento em metais duros	Polimento em metais duros	Remoção de riscos (órtese total rem.)	Remoção de riscos geral e zircônia AS	Remoção de riscos provisórios	Remoção de riscos provisórios



Código:	MSHC78C	MSHD78C	MSHS78LY-1	MSHS78LY-2	MSHP78W	MSH78M
Dimensões:	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm
Descrição:	Aço dourada	Aço prateado	Couro chamois branco	Couro chamois marrom	Nylon	Algodão
Função:	Limpeza de metais, solda e acabamento p/ placas de acetato	Limpeza de metais, solda e acabamento p/ placas de acetato	Polimento de resinas sem pasta	Polimento de resinas sem pasta	Polimento inicial em resinas e cerâmicos e Metais	Briho final em resinas com pasta

Escovas de Polimento para Torno



Código:	SHH178B-1	SHS178W-1	SH178M-1	SHJ78-1	SHS178LY-1	SHM178-1	White 450	Yellow 450
Dimensões:	48mm	48mm	48mm	48mm	22mm	22mm	50mm	50mm
Descrição:	Preta	Pelo de cabra	Algodão	Carbeto de silício	Couro chamois	Escova simples	Algodão branco	Algodão amarelo
Função:	Acabamento Cerâmicas e Metais	Acabamento Cerâmicas e Metais	Acabamento Cerâmicas e Metais	Acabamento Cerâmicas e Metais	Acabamento Cerâmicas e Metais	Acabamento Cerâmicas e Metais	Acabamento Cerâmicas e Metais	Acabamento Cerâmicas e Metais

Fresas de Tungstênio

Tarja Vermelha - Corte Cruzado Fino

Fresa de Tungstênio com corte cruzado fino. Alisa a superfície e permite um trabalho com precisão sobre qualquer tipo de material.



Código:	1513	1512	1511	0910.016HPR	1010.023HPR
Dimensões:	16mm	16mm	14mm	5,5mm	3,5mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM



Código:	1310.008HPR	5110.060HPR	7010.060HPR	1517	1520	6510.060HPR	1515	7110.031HPR	7110.080HPR	7710.023HPR
Dimensões:	8mm	12mm	11mm	14mm	13mm	13mm	2mm	3mm	6mm	5mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Vermelha - Corte Liso Fino

Fresa de Tungstênio com corte liso fino para todos os tipos de materiais, especialmente em resina acrílica, reduzindo o tempo de acabamento.



Código:	5170.060HP	1570	1548	7270.060HP
Dimensões:	11mm	13mm	14mm	16mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Azul - Corte Cruzado Médio

Fresa de Tungstênio com corte cruzado médio. Para corte primário de ligas não preciosas e resina acrílica e redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície.



Código:	1503	1502	1571	0910.016HP	1010.023HP
Dimensões:	16mm	16mm	14mm	5,5mm	3,5mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM



Código:	1310.008HP	1506	7010.060HP	1251	1510	6510.060HP	1505	7110.031HP	7110.080HP	7710.023HP
Dimensões:	8mm	12mm	11mm	14mm	13mm	13mm	2mm	3mm	6mm	5mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Amarela - Corte Cruzado Extra-Fino

Fresa de Tungstênio com corte cruzado extra-fino. Para o acabamento fino de ouro, ligas metálicas e todos os tipos de resinas e compostos. Ideal para cerâmica, pois o corte extra-fino evita fraturas superficiais.



Código:	1522	1521	1560	1561	5730.040HP	7230.040HP
Dimensões:	16mm	16mm	5,5mm	3,5mm	13mm	11mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Roxa - Corte Espiral Fino

Fresa de Tungstênio com corte espiral fino. Assegura uma superfície excepcionalmente lisa em todas as ligas, especialmente no titânio, visto que o padrão de corte espiral evita que resíduos do corte se acumulem nas lâminas.



Código:	0124.023HP	1124.023HP	5424.060HP	6924.040HP	7224.040HP
Dimensões:	13mm	13mm	14mm	13mm	13mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Roxa - Corte Espiral Super Fino

Fresa de Tungstênio com corte espiral super fino. Desempenho de corte excelente em materiais difíceis de tratar como o titânio, ligas preciosas, gesso, modelos e todos os tipos de resina.



Código:	0725.023HP	6925.040HP	7225.060HP
Dimensões:	13mm	13mm	14mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Dupla Verde - Corte Dentado

Fresa de Tungstênio com corte dentado. Para corte excepcional e desgaste em resinas/rebasamentos moles.



Código:	0175.023HP	5275.060HP	5775.045HP	6075.070HP	7275.060HP	7775.040HP
Dimensões:	14mm	12mm	14mm	14mm	14mm	9mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Verde - Corte Cruzado Grosso

Fresa de Tungstênio com corte cruzado grosso. Para um trabalho rápido e eficaz sobre acrílico e gesso.



Código:	1606	0251	1610
Dimensões:	12mm	14mm	13mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Preta - Corte Cruzado Extra-Grosso

Fresa de Tungstênio com corte cruzado extra-grosso. Corte grosso de resina, gesso e molduras individuais em resina acrílica.



Código:	5451.060HP	1591
Dimensões:	14mm	14mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM

Tarja Marinho - Corte Diamantado

Fresa de tungstênio com corte diamantado. Confere um acabamento de superfícies ásperas e estriadas de ligas metálicas para receber cerâmica ou resina.




Código:	0141.023HP	0441.023HP	1241.016HP	5741.045HP
Dimensões:	14mm	16mm	8mm	14mm
RMI:	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM	15.000 RPM



Kit de Acabamento e Polimento Acrílico - 10 peças

Indicado para uso em resina acrílica e PPR

Contém:



Kit de Acabamento e Polimento Cerâmica Basic - 15 peças

Indicado para desgaste e polimento em cerâmica com glaze mecânica.


Contém:



Kit de Acabamento e Polimento Cerâmica Premium - 18 peças

Indicado para desgaste e polimento em cerâmica com glaze mecânica.

Contém:



Kit de Acabamento e Polimento Universal - 19 peças

Indicado para trabalho em cerâmica, metal e acrílico.

Contém:






Kit de Acabamento e Polimento Metal - 16 peças

Indicado para desgaste e polimento em metal.

Contém:



Maleta American Burrs

LINHAS COMPLETAS:
CLÍNICA E LABORATORIAL





Contato:
(51) 3279 4176
(51) 3279 3547



Av. Juca Batista, 2275
Sala: 204, 205, 206 e 207
Cavallhada - Porto Alegre/RS



comercial@americanburrs.com
marketing@americanburrs.com
financeiro@americanburrs.com

www.americanburrs.com

