


VITA MFT

Multi Functional Teeth

Carta Molde de Dentes de Resina Acrílica




VITA Seleção de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor


Data de Publicação 09.10



VITA

Exclusivo nas cores do
VITA SYSTEM 3D-MASTER





Oval



Triangular

040



T41



044



T43



049




T46



T49



Todas as medidas em mm



Largura do conjunto de dentes

Largura do incisivo central

Altura da coroa



VITA MFT – A nova referência em estética

A morfologia natural dos dentes anteriores VITA MFT apresenta os contatos proximais na região do terço incisal em uma posição mais para palatinal, o que permite uma seqüência de montagem de dentes mais simples e objetiva.

A correta curvatura anatômica das faces vestibulares auxilia no adequado posicionamento fisiológico dos dentes, onde os colos dentários um pouco mais largos permitem uma configuração natural da papila de acordo com a idade do paciente.



Retangular

R42



R45



R47



Quadrado

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



O modelo **L37LN (Long Neck)** foi especialmente desenvolvido para a reprodução de uma condição gengival com perda de inserção.

Sua indicação pode ser necessária, por exemplo, no caso de próteses parciais.

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – a nova técnica simplificada para a montagem de dentes

A configuração da superfície mastigatória dos dentes VITA MFT baseia-se no princípio inovador "easy-centric". Uma montagem de dentes profissional e racional, que resulta em alta produtividade e excelente qualidade para o paciente.

Nr.	mm	Nr.	mm	
			Nr.	mm
O40	40.0	L33	PU29	PL29
		32.6	28.8	29.6
O44	43.9	L34	PU29	PL29
		34.0	28.8	29.6
O49	49.2	L40	PU33	PL33
		39.5	33.0	33.6
T41	40.5	L33	PU29	PL29
		32.6	28.8	29.6
T43	43.3	L34	PU31	PL31
		34.0	30.6	31.1
T46	46.1	L37	PU31	PL31
		36.8	30.6	31.1
T49	48.8	L40	PU33	PL33
		39.5	33.0	33.6
R42	42.1	L34	PU29	PL29
		34.0	28.8	29.6
R45	44.5	L37	PU31	PL31
		36.8	30.6	31.1
R47	46.6	L37	PU33	PL33
		36.8	33.0	33.6
S47	46.8	L40	PU33	PL33
		39.5	33.0	33.6
S50	49.7	L40	PU33	PL33
		39.5	33.0	33.6



VITA MFT – Anteriores e Posteriores

A solução perfeita para todas as indicações de trabalhos restauradores em um compacto e simpático sortimento VITA MFT. A reduzida oferta de formas e cores garante grande economia.

Os dentes multifuncionais VITA MFT são indicados para:

- Prótese total
- Prótese sobre implante
- Prótese parcial removível
- Prótese parcial removível por encaixe
- Prótese parcial removível sobre coroas telescópicas
- Prótese provisória


Os dentes VITA MFT estão disponíveis nas 11 cores mais usuais do VITA SYSTEM 3D-MASTER:



VITA SYSTEM 3D-MASTER										
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1
(- B1)*	(- B2)*	(- A1)*	(- A2)*	(- C2/ D4)*	(- B3)*	(- A3/ D3)*	(- A3.5)*	(- C3)*	(- A4)*	(- C4)*

* Melhor equivalência VITA classical A-D (Best Match VITA classical A-D)

Com o incomparável sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER todas as cores dos dentes naturais são determinadas de forma sistemática e reproduzidas perfeitamente.



Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto. Ademais, nossa responsabilidade pela precisão destas informações independe de base legal e, até onde permitido, é limitada ao valor de nota fiscal dos produtos fornecidos, excluindo-se o imposto sobre o faturamento. Particularmente, e até onde legalmente permitido, não assumimos qualquer responsabilidade por perda de lucro, danos indiretos, danos imprevistos ou reclamações de terceiros contra o comprador. Reclamações fundadas em responsabilidade por culpa (culpa por elaboração do contrato, inadimplência contratual, atos ilícitos, etc.) podem ser feitas somente em casos de dolo ou negligência grave. Data de publicação deste manual de instruções: 09.10

A VITA Zahnfabrik é certificada de acordo com o Guideline for Medical Devices e o seguinte produto leva o selo  0124 : **VITA MFT**

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com